



161400140198
有效期至:2022年01月14日

检 验 报 告

受理编号: WT20-270120429

JXSSJY

江西省食品检验检测研究院

(江西国家果蔬产品及加工食品质量监督检验中心)

检验检测专用章

说 明

- 1.报告无“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 2.复制报告未加盖本单位“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 3.报告无授权签字人签字无效，报告涂改无效。
- 4.若对委托检验报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出；
- 5.若对监督检验报告有异议，请于收到报告起七个工作日内向实施抽样检验的食品药品监督管理部门或者其上一级食品药品监督管理部门提出复检申请。
- 6.委托检验检测结果仅对来样负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
- 7.未经本机构书面同意，本报告不得用于任何广告宣传，不当宣传。

地址：江西省南昌市青云谱区井冈山大道213号

电话：0791-86258860 传真：0791-86258860

邮编：330001 电子信箱：jxjcy@jxfda.gov.cn

江西省食品检验检测研究院
(江西国家果蔬产品及加工食品质量监督检验中心)

受理编号: WT20-270120429

第1页, 共3页

检 验 报 告

检品名称	百泰佳牌锌颗粒(甜橙味)	检验类别	备案检验
型号规格	2.5g/袋×30袋/盒	样品批号	2020082101;2020082102;2020082103
样品性状	颗粒剂	保质期	24个月
样品数量	4盒/批, 12盒	保存条件	置阴凉干燥处
收样日期	2020-10-26	检验日期	2020/10/30-2020/11/18
生产单位	江西熙帝健康科技发展有限公司	申请单位	江西熙帝健康科技发展有限公司
检验项目及判定依据	详见附件。		
检验结论	该送检样品经检验, 所检项目符合《保健食品产品技术要求 百泰佳牌锌颗粒(甜橙味)》的规定		
备注	带*检测项目暂未纳入本实验室资质认定检测能力范围内。		



批准: 白凤林

审核: 张文中

主检: 喻俊磊

签发日期: 2020-11-20

检 验 结 果

序号	检验项目	单位	样品批号			方法检出 限/定量限	单项判定
			2020082101	2020082102	2020082103		
1	*感官-色泽	/	白色	白色	白色	-	符合规定
2	*感官-滋味、气味	/	味甜, 具有本品固有的滋气味, 无异味	味甜, 具有本品固有的滋气味, 无异味	味甜, 具有本品固有的滋气味, 无异味	-	符合规定
3	*感官-状态	/	颗粒状固体, 无正常视力可见的外来异物	颗粒状固体, 无正常视力可见的外来异物	颗粒状固体, 无正常视力可见的外来异物	-	符合规定
4	每袋含锌 (以Zn计)	mg	2.22	2.25	2.13	定量限: 0.5mg/kg	符合规定
5	水分	%	3.07	3.02	2.86	检出限: 0.5g/100g	符合规定
6	灰分	%	0.26	0.19	0.19	-	符合规定
7	溶化性	/	通过	通过	通过	-	符合规定
8	铅 (Pb)	mg/kg	未检出	未检出	未检出	定量限: 0.05mg/kg	符合规定
9	总砷 (As)	mg/kg	未检出	未检出	未检出	定量限: 0.010mg/kg	符合规定
10	总汞 (Hg)	mg/kg	未检出	未检出	未检出	定量限: 0.010mg/kg	符合规定
11	菌落总数	CFU/g	<10	<10	<10	-	符合规定
12	大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	-	符合规定
13	霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	-	符合规定
14	沙门氏菌	/25g	未检出	未检出	未检出	-	符合规定
15	金黄色葡萄球菌	/25g	未检出	未检出	未检出	-	符合规定
16	装量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	-	符合规定

本页以下空白

附页：检验项目及检验依据

《保健食品产品技术要求 百泰佳牌锌颗粒（甜橙味）》

感官-色泽	《保健食品产品技术要求 百泰佳牌锌颗粒（甜橙味）》
感官-滋味、气味	《保健食品产品技术要求 百泰佳牌锌颗粒（甜橙味）》
感官-状态	《保健食品产品技术要求 百泰佳牌锌颗粒（甜橙味）》
每袋含锌（以Zn计）	GB 5009.14-2017《食品安全国家标准 食品中锌的测定》
水分	GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》
灰分	GB 5009.4-2016《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》
溶化性	《中华人民共和国药典》
铅（Pb）	GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
总砷（As）	GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》
总汞（Hg）	GB 5009.17-2014《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》
菌落总数	GB 4789.2-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》
大肠菌群	GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》中MPN计数法
霉菌和酵母	GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》（第一法）
沙门氏菌	GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》
金黄色葡萄球菌	GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》（第一法）
装量差异	《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下颗粒剂的规定

以下空白